

If/Icc, Fc용 토끼 항-인간 Trop-2 단일클론 항체 - P09758

품목 번호: CM0009134



소개

이 접합된 인간 TROP-2(TACSTD2)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 면역형광 및 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 종양 표지자 연구 및 진단 분석법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	토끼 항-인간 TROP-2 mAb
비고/별칭	EGP1; GP50; MIS1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1
종	인간
유전자 ID (인간)	4070
유전자 ID	4070
면역원	재조합 단백질 인간 TROP-2(NP_002344.2)의 아미노산 27-274에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	IF/ICC, FC
교차 반응성	인간
SWISS	P09758
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스팩