


유세포 분석용 접합 Rabbit Anti-Human B2 Microglobulin Mab - P61769

품목 번호: CM0011249



소개

인간 β 2-마이크로글로불린(B2M, MHC class I의 주요 구성 요소)을 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석에서 검증되어 항원 제시 및 면역 회피 연구를 용이하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Rabbit anti-Human β 2 Microglobulin mAb
비고/별칭	B2M; IMD43; beta-2-microglobulin
종	인간(Human)
GeneID (Human)	567
GeneID	567
면역원	인간 β 2 Microglobulin (NP_004039.1)의 아미노산 21-119에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼(Rabbit)
범주	단일클론 항체
응용 분야	유세포 분석(FC)
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P61769
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스백