

유세포 분석용 토끼 항-인간 B2 미세글로불린 단일클론항체 - P61769

품목 번호: CM0009481



소개

면역 모니터링 및 MHC 발현 연구에서 B2M을 유세포 분석으로 검출하기 위한 결합 토끼 항-인간 β 2-미세글로불린 단일클론항체입니다. 이 시약은 MHC 클래스 I의 불변 사슬을 표적으로 하여 항원 제시와 면역 기능을 연구할 수 있도록 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 β 2 미세글로불린 단일클론항체
비고/별칭	IMD43
종	인간
GeneID(인간)	567
GeneID	567
면역원	인간 β 2 미세글로불린(NP_004039.1)의 아미노산 21-119에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 유래	토끼
분류	단일클론항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P61769
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스팩