

유세포 분석용 토끼 항인간 B2 미세글로불린 단클론 항체 - P61769

품목 번호: CM0009298



소개

유세포 분석 검증 완료된 인간 $\beta 2$ 미세글로불린에 대한 토끼 단클론 항체 (클론, IMD43). 인간에 특이적이며 14kDa B2M 단백질을 인식합니다. 면역 연구 및 IVD 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 $\beta 2$ 미세글로불린 mAb
비고/별칭	IMD43
반응 종	인간
유전자 ID	567
면역원	재조합 단백질 인간 $\beta 2$ 미세글로불린 (NP_004039.1)의 아미노산 21-119번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P61769
단백질 분자량	14kDa
배송 방식	아이스 팩