

Rabbit Anti-Human B2 Microglobulin Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P61769

품목 번호: CM0011428



소개

접합 토끼 단일클론 항체로, 인간 β 2-마이크로글로불린(B2M)을 표적합니다. 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 면역 연구, MHC 클래스 I 항원 제시 연구 및 IVD 검사 개발을 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human β 2 Microglobulin mAb
비고/별칭	B2M; IMD43; beta-2-microglobulin
종	인간(Human)
GeneID (인간)	567
GeneID	567
면역원	인간 β 2 마이크로글로불린(NP_004039.1)의 아미노산 21-119에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P61769
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스 백(Ice bag)