


유세포분석용 토끼 항-인간 B2 마이크로글로불린 단일클론 항체 - P61769

품목 번호: CM0009230



소개

유세포분석용 인간 $\beta 2$ 마이크로글로불린을 표적하는 접합 토끼 단일클론 항체입니다. MHC 클래스 I 항원 제시에 관여하는 14kDa 분비형 및 세포 표면 단백질을 검출합니다. 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 $\beta 2$ 마이크로글로불린 mAb
비고/별칭	IMD43
종	인간
GeneID	567
면역원	인간 $\beta 2$ 마이크로글로불린의 아미노산 21-119에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질(NP_004039.1)
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P61769
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스팩