

토끼 항인간 Vcam-1/Cd106 단클론항체 (유세포측정용) - P19320

품목 번호: CM0004837



소개

유세포측정(FC)에 사용되는 표지 토끼 항인간 VCAM-1/CD106 단클론항체입니다. 인간 샘플에 대해 검증되었으며, 면역 감시 및 염증에 관여하는 혈관 세포 접착 단백질 1을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 VCAM-1/CD106 mAb
비고/별칭	CD106; INCAM-100
종	인간
유전자 ID	7412
면역원	인간 VCAM-1/CD106 (NP_001069.1)의 아미노산 25-698에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P19320
단백질 분자량	71kDa/74kDa/81kDa
배송 방법	아이스 팩