

토끼 항인간 Vcam-1/Cd106 단클론 항체 (Fc용) - P19320

품목 번호: CM0005352



소개

인간 VCAM-1 (CD106; INCAM-100)을 표적으로 하는 재조합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 분석법(FC)에서 검증되었습니다. 다중 이소형(~71, 74, 81 kDa)을 검출합니다. 백혈구 부착, 염증 및 면역 감시 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 VCAM-1/CD106 mAb
비고/별칭	CD106; INCAM-100
반응 종	인간
GeneID (인간)	7412
면역원	인간 VCAM-1/CD106 (NP_001069.1)의 아미노산 25-698에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P19320
단백질 분자량	71kDa/74kDa/81kDa
배송 방식	아이스백