

유세포측정용 토끼 항인간 Vcam-1/Cd106 단클론 항체 () - P19320

품목 번호: CM0012458



소개

인간 VCAM-1/CD106을 표적으로 하는 결합 토끼 단클론 항체로, 내피세포 및 면역세포에서 VCAM-1 발현의 유세포측정 분석에 적합합니다. 백혈구 부착 및 염증 과정 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 VCAM-1/CD106 mAb
비고/별칭	CD106; INCAM-100
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	7412
유전자 ID	7412
면역원	재조합 단백질 인간 VCAM-1/CD106 (NP_001069.1)의 아미노산 25-698에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포측정)
교차 반응성	인간
SWISS	P19320
단백질 분자량	71kDa/74kDa/81kDa
배송	아이스 팩