

유세포 분석용 Rabbit Anti-Human/Monkey Cd127/IL-7Rα 단일클론 항체 - P16871

품목 번호: CM0012005



소개

유세포 분석용으로 검증된 Rabbit anti-Human/Monkey CD127/IL-7Rα 단일클론 항체. 재조합 면역원, Human 및 Cynomolgus와 반응. 면역학 연구에서 IL-7R 발현 분석에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human/Monkey CD127/IL-7Rα mAb
비고/별칭	IL7RA; CD127; IL7R; CDW127; IMD104; sIL-7R; lnc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha; CD127/IL7R
종	Human
GeneID (Human)	3575
GeneID	3575
면역원	아미노산 21-236에 해당하는 인간 CD127/IL-7Rα 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_002176.2)
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	Human, Cynomolgus
SWISS	P16871
단백질 무게	52kDa
배송	아이스백