


유세포분석용 접합 토끼 항-인간/원숭이 Cd14 단일클론항체 - P08571

품목 번호: CM0010761



소개

유세포분석용 인간 및 자카르 원숭이 CD14를 표적하는 접합 토끼 단일클론항체. CD14는 선천면역을 매개하는 GPI-고정 LPS 공동수용체입니다. 진단 연구에서 단핵구/대식세포 식별에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항-인간/원숭이 CD14 단일클론항체
비고/별칭	CD14
종	인간
유전자 ID (인간)	929
면역원	인간 CD14 (NP_000582.1)의 아미노산 20-352 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
분류	단일클론항체
응용 분야	유세포분석(FC)
교차 반응성	인간, 자카르 원숭이
SWISS	P08571
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백