


토끼 항-인간/원숭이 Cd14 단일클론 항체 (Fc용) - P08571

품목 번호: CM0008087



소개

인간 및 게잡이원숭이(Cynomolgus) CD14에 특이적인 결합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석(Flow cytometry) 검증을 완료했습니다. 세균성 지질다당류(LPS)의 보조 수용체이자 선천 면역의 핵심인 단핵구 분화 항원 CD14를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간/원숭이 CD14 mAb
비고/별칭	CD14
종(Species)	인간
유전자 ID (인간)	929
유전자 ID	929
면역원	제조합 단백질; 인간 CD14의 아미노산 20-352에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질 (NP_000582.1)
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간, 게잡이원숭이(Cynomolgus)
SWISS	P08571
단백질 무게	40kDa
배송	아이스팩