


토끼 항인간/원숭이 Cd14 단클론 항체 (Fc용) - P08571

품목 번호: CM0004313



소개

인간 및 시노물구스 원숭이에서 유세포 분석 검증이 완료된 CD14를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 박테리아 LPS의 공수용체로 작용하며 선천성 면역 반응을 매개합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간/원숭이 CD14 mAb
비고/별칭	CD14
종	인간
유전자 ID (인간)	929
유전자 ID	929
면역원	재조합 단백질
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간, 시노물구스 원숭이
SWISS	P08571
단백질 분자량	40kDa
배송 방식	아이스 팩