


유세포 분석용 Rabbit Anti-Human/Monkey Cd14 단클론항체 - P08571

품목 번호: CM0009957



소개

유세포 분석용으로 검증된 접합형 항-CD14 단클론항체입니다. 단핵구/대식세포 마커이자 LPS 공동수용체인 사람 및 자카르 원숭이 CD14를 인식합니다. 선천면역 연구 및 진단법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human/Monkey CD14 mAb
비고/별칭	CD14
종	사람
유전자 ID (사람)	929
유전자 ID	929
면역원	제조항 단백질 사람 CD14 (NP_000582.1)의 아미노산 20-352 서열에 해당하는 제조항 용합 단백질.
원천	토끼
카테고리	단클론항체
응용 분야	FC
교차 반응성	사람, 자카르 원숭이
SWISS	P08571
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백