


유세포 분석용 토끼 항인간/원숭이 Cd14 단클론 항체 - P08571

품목 번호: CM0012520



소개

CD14(인간/시노물구스 원숭이)를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 단핵구/대식세포를 식별하고 선천성 면역 반응을 연구하기 위한 유세포 분석(FC)용으로 개발되었습니다. P08571.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간/원숭이 CD14 mAb
비고/별칭	CD14
종	인간
유전자ID	929
면역원	인간 CD14 아미노산 20-352번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질 (NP_000582.1)
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간, 시노물구스 원숭이
SWISS	P08571
단백질 분자량	40kDa
배송 방식	아이스백