


## 토끼 항-인간/원숭이 Cd14 단일클론 항체 (유세포 분석용) - P08571

품목 번호: CM0007878



### 소개

유세포 분석(Flow Cytometry)용으로 검증된 토끼 항-인간/원숭이 CD14 단일클론 항체입니다. 선천 면역 반응을 매개하는 LPS 보조 수용체인 CD14를 인식합니다. 인간 및 사이노몰거스(cynomolgus) 샘플에 적합하며, 면역학 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수   | 값                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 제품명    | 토끼 항-인간/원숭이 CD14 mAb                                   |
| 비고/별칭  | CD14                                                   |
| 종      | 인간                                                     |
| 유전자 ID | 929                                                    |
| 면역원    | 인간 CD14의 20-352 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질 (NP_000582.1) |
| 출처     | 토끼                                                     |
| 범주     | 단일클론 항체                                                |
| 응용 분야  | FC (유세포 분석)                                            |
| 교차 반응성 | 인간, 사이노몰거스                                             |
| SWISS  | P08571                                                 |
| 단백질 무게 | 40kDa                                                  |
| 배송     | 아이스팩                                                   |