

Rabbit Anti-Human/Monkey Cd16 Mab For Fc - P08637/O75015

품목 번호: CM0008981



소개

유세포 분석용 Rabbit anti-Human/Monkey CD16 단클론 항체. CD16A 및 CD16B(FCGR3A/FCGR3B)를 인식하며, 인간 및 시노물구스 원숭이에서 반응성을 나타냅니다. FC 응용에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human/Monkey CD16 mAb
비고/별칭	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIIIA; CD16b
종	인간
유전자 ID(인간)	2214/2215
면역원	인간 FCGR3A/FCGR3B(P08637/O75015)의 아미노산 20~208번 서열에 해당하는 재조합 단백질/재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	단클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간, 시노물구스 원숭이
SWISS	P08637/O75015
단백질 분자량	29KDa/26KDa
배송	아이스팩