

Rabbit Anti-Human/Monkey Cd16 단일클론 항체 (유세포분석용) - P08637 / O75015

품목 번호: CM0011270



소개

인간 및 자카르원숭이 CD16 (FCGR3A/3B)을 표적하는 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포분석법에 대해 검증되었으며, NK 세포 표현형 분석 및 ADCC 기능 분석에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human/Monkey CD16 mAb
비고/별칭	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGR111; FCRIIIA; FcGR111A; CD16b
종	인간
GeneID (Human)	2214/2215
GeneID	2214/2215
면역원	인간 FCGR3A/FCGR3B (P08637/O75015)의 아미노산 20-208 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	유세포분석법
교차 반응성	인간, 자카르원숭이
SWISS	P08637/O75015
단백질 분자량	29KDa/26KDa
배송	아이스백