

Rabbit Anti-Human/Monkey Cd16 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P08637/O75015

품목 번호: CM0006131



소개

유세포분석(Flow Cytometry)용으로 검증된 결합 토끼 단일클론성 항-CD16 항체로, 인간 및 안남원숭이(Cynomolgus) CD16 (FCGR3A/FCGR3B)를 타겟팅합니다. 재조합 면역원은 세포외 도메인을 포함하며, ADCC에 관여하는 저친화도 IgG Fc 수용체의 특이적 검출을 보장합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human/Monkey CD16 mAb
비고/별칭	CD16; FCGR3; CD16A; FCGR3; IGF3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIIIA; CD16b
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	2214/2215
유전자 ID	2214/2215
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 FCGR3A/FCGR3B (P08637/O75015)의 아미노산 20-208에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급(Source)원	Rabbit
카테고리	단일클론성 항체
응용(Application)	FC
교차 반응성	Human, Cynomolgus
SWISS	P08637/O75015
단백질 분자량	29KDa/26KDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)