


Rabbit Anti-Human/Monkey Cd18 Mab - P05107

품목 번호: CM0004059



소개

유전체 분석 및 세포 유세포 검사(Flow Cytometry)용 접합 토끼 단일클론 항체로, 사람 및 안남원숭이(Cynomolgus) CD18을 타겟으로 합니다. CD18 (ITGB2)은 백혈구 접착 및 이동을 매개하는 베타-2 인테그린 소단위입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human/Monkey CD18 mAb
비고/별칭	LAD; CD18; MF17; MF17; LCAMB; LFA-1; MAC-1
종 (Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	3689
GeneID	3689
면역원 (Immunogen)	사람 CD18 (NP_000202.3)의 아미노산 1-769에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원 (Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션 (Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성 (Cross Reactivity)	사람 (Human), 안남원숭이 (Cynomolgus)
SWISS	P05107
단백질 분자량	85kDa
배송 (Shipping)	아이스백 (Ice bag)