

토끼 항-인간/원숭이 Cd19 단일클론 항체 - Cd19

품목 번호: CM0009318

소개

인간 및 긴꼬리원숭이에 반응하는 CD19 표적 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석 응용 분야를 위해 설계되었으며, 63 kDa 막관통 단백질을 인식하므로 B세포 면역표현형 분석 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	세부 정보
제품명	토끼 항-인간/원숭이 CD19 단일클론 항체
비고/별칭	CD19
종	원숭이
유전자 ID (인간)	930
유전자 ID	102145514
면역원	제조항 단백질 원숭이 CD19의 아미노산 20~292번 서열에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질(XP_005591597.1).
항체 유래	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간, 긴꼬리원숭이
단백질 중량	63kDa
배송	아이스팩