

Rabbit Anti-Human/Monkey Cd19 단일클론 항체 - Cd19

품목 번호: CM0003981

소개

유세포 분석용 CD19 표적 재조합 접합 토끼 단일클론 항체. 인간 및 자이놀러스 원숭이 종에 대해 검증됨. B-세포 계열 분석에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human/Monkey CD19 mAb
비고/별칭	CD19
종	원숭이
유전자 ID (인간)	930
유전자 ID (원숭이)	102145514
면역원	원숭이 CD19의 아미노산 20-292에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간, 자이놀러스
단백질 무게	63kDa
배송	아이스백