

유세포 분석용 접합 Rabbit Anti-Human/Monkey Cd20 단일클론항체 - P12314

품목 번호: CM0004676

소개

인간/카니몰거스 CD20에 대한 고친화도 토끼
단일클론항체로, 에 접합되었으며 유세포 분석법으로
검증되었습니다. 면역세포 프로파일링 및 임상 연구에
이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	접합 Rabbit anti-Human/Monkey CD20 단일클론항체
비고/별칭	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
종	인간
유전자 ID (인간)	931
유전자 ID	931
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
분류	단일클론항체
응용 분야	유세포 분석법(FC)
교차 반응성	인간, 카니몰거스
SWISS	P12314
단백질 분자량	14kDa/33kDa
배송	아이스백