


## Rabbit Anti-Human/Monkey Cd20 Mab For Flow Cytometry - P11836

품목 번호: CM0005246



### 소개

유세포 분석에 최적화된 접합 토끼 단일클론 항체로, 인간/원숭이 CD20을 타겟으로 합니다. B세포 특이적 33/14 kDa 이소형을 인식하며, 크로몽크스 원숭이와 교차 반응합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 사양                                      |
|-------------|-----------------------------------------|
| 제품명         | Rabbit anti-Human/Monkey CD20 mAb       |
| 비고/별칭       | B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16 |
| 종(Species)  | Human                                   |
| 유전자 ID (인간) | 931                                     |
| 유전자 ID      | 931                                     |
| 면역원         | 합성 펩타이드                                 |
| 공급원         | Rabbit                                  |
| 카테고리        | 단일클론 항체                                 |
| 응용          | FC                                      |
| 교차 반응성      | Human, Cynomolgus                       |
| SWISS       | P11836                                  |
| 단백질 분자량     | 14kDa/33kDa                             |
| 배송          | 아이스 팩                                   |