


Rabbit Anti-Human/Monkey Cd20 단일클론 항체, 유세포 분석용 - P11836

품목 번호: CM0012534



소개

인간 및 시노물구스에 반응하는 Rabbit anti-Human/Monkey CD20 단일클론 항체입니다. 유세포 분석용으로 검증되었으며, B세포 발달, 분화 및 활성화 연구에 필수적인 B림프구 항원 CD20을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human/Monkey CD20 mAb
비고/별칭	B1, S7, Bp35, CD20, FMC7, CVID5, LEU-16
종	인간
유전자 ID	931 (인간)
면역원	인간 CD20(NP_068769.2)의 아미노산 100-200 영역에 해당하는 합성 펩타이드
항체 유래	Rabbit
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간, 시노물구스
SWISS	P11836
단백질 중량	14kDa/33kDa
배송	아이스백