


Rabbit Anti-Human/Monkey Cd20 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P11836

품목 번호: CM0011070



소개

유세포 분석용으로 검증된 고품질의 Rabbit anti-Human/Monkey CD20 단클론 항체입니다. 사람 및 안대원숭이(Cynomolgus monkey)와 교차 반응하며, B세포 특이적 칼슘 채널인 CD20(P11836)을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human/Monkey CD20 mAb
비고/별칭	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
종 (Species)	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	931
유전자 ID	931
면역원 (Immunogen)	사람 CD20 mAb (NP_068769.2)의 아미노산 100-200 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원 (Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용 (Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성 (Cross Reactivity)	사람 (Human), 안대원숭이 (Cynomolgus)
SWISS	P11836
단백질 분자량	14kDa/33kDa
배송 (Shipping)	아이스 백 (Ice bag)