


유세포 분석용 Rabbit Anti-Human/Monkey Cd20 단일클론 항체 - P11836

품목 번호: CM0006126



소개

인간/원숭이 CD20 항원을 표적하는 고품질 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 면역학 연구, 진단법 개발 및 약물 스크리닝을 위한 B-세포 마커입니다. UniProt: P11836.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human/Monkey CD20 mAb
비고/별칭	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
종	인간
GeneID (인간)	931
GeneID	931
면역원	인간 CD20 (NP_068769.2)의 아미노산 100-200에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간, Cynomolgus 원숭이
SWISS	P11836
단백질 분자량	14kDa/33kDa
배송	아이스백