

토끼 항인간/원숭이 CD25 단클론 항체 (Fc용) - P01589

품목 번호: CM0011312



소개

CD25(IL2RA)를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 인간 및 시노물구스 원숭이에서 유세포 분석(FC) 검증이 완료되었습니다. 조절 T 세포(TREG) 및 면역 내성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간/원숭이 CD25 mAb
비고/별칭	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
종	인간
유전자 ID	3559
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간, 시노물구스 원숭이
SWISS	P01589
단백질 분자량	31kDa
배송 방식	아이스 팩