

유세포 분석용 토끼 항-인간/원숭이 CD25 단일클론 항체 - P01589

품목 번호: CM0009124



소개

인간/원숭이 CD25(IL-2 수용체 알파)에 대한 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석용으로 검증되었으며, 조절 T 세포를 검출하고 면역 관용 기전을 연구하는 데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간/원숭이 CD25 mAb
비고/별칭	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
종	인간
유전자 ID(인간)	3559
유전자 ID	3559
면역원	인간 CD25의 아미노산 22~213에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_000408.1)
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간, 사이노물구스원숭이
SWISS	P01589
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스백