

Rabbit Anti-Human/Monkey Cd3 Monoclonal Antibody For Fc - P07766

품목 번호: CM0004791



소개

유세포분석용 Rabbit anti-Human/Monkey CD3 Monoclonal Antibody. T 세포의 CD3 엡실론 체인(23 kDa)을 검출합니다. 인간 및 안대원숭이(Cynomolgus)와 교차 반응합니다. 면역표현형 분석 및 T 세포 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human/Monkey CD3 mAb
비고/별칭	T3E; TCRC; IMD18; CD3epsilon
종(Species)	Human
GeneID (Human)	916
면역원(Immunogen)	인간 CD3 (NP_000724.1)의 아미노산 1-126에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Monoclonal Antibodies
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Cynomolgus
SWISS	P07766
단백질 분자량	23kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)