

유세포 분석용 결합 토끼 항-인간/원숭이 CD3 단일클론항체 - P07766

품목 번호: CM0011038



소개

인간 및 자카르 원숭이 CD3 엡실론 사슬을 표적으로 하는 이 결합된 토끼 단일클론항체. 면역학 연구에서 T 림프구의 유세포 분석 검출에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간/원숭이 CD3 단일클론항체
비고/별칭	T3E; TCRE; IMD18; CD3엡실론
종	인간
유전자 ID (인간)	916
유전자 ID	916
면역원	인간 CD3 (NP_000724.1)의 아미노산 1-126에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용 분야	유세포 분석
교차 반응성	인간, 자카르 원숭이
SWISS	P07766
단백질 무게	23kDa
배송	아이스백