


Rabbit Anti-Human/Monkey Cd38 Monoclonal Antibody For Fc - P28907

품목 번호: CM0009079



소개

유세포 분석용 접합 토끼 항-인간/원숭이 CD38 단일클론 항체. 림프구 및 기타 조직의 14-34 kDa 막통과 당단백질을 표적합니다. 면역표현형 분석 및 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human/Monkey CD38 mAb
비고/별칭	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
종	인간(Human)
유전자 ID	952
면역원	인간 CD38 (NP_001766.2)의 아미노산 43-300에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	인간(Human), 안경원숭이(Cynomolgus)
SWISS	P28907
단백질 분자량	14kDa/34kDa
배송	얼음 백(Ice bag)