


유세포측정용 토끼 항인간/원숭이 CD38 단클론 항체 - P28907

품목 번호: CM0012673



소개

인간 및 시노물구스 원숭이 CD38에 대한 결합 토끼 단클론 항체로, 유세포측정에서 검증되었습니다. 면역 조절, 당뇨병 및 종양학 연구에서 CD38의 효소 및 수용체 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	토끼 항인간/원숭이 CD38 mAb
비고/별칭	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
종	인간
GeneID (인간)	952
GeneID	952
면역원	재조합 단백질 인간 CD38(NP_001766.2)의 아미노산 43-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포측정)
교차 반응성	인간, 시노물구스 원숭이
SWISS	P28907
단백질 분자량	14kDa/34kDa
배송 방식	아이스백