


유세포분석용 토끼 항인간/원숭이 Cd38 단클론 항체 - P28907

품목 번호: CM0009885



소개

인간 및 원숭이 CD38을 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포분석에서 검증되었으며, 면역학 및 종양학 연구에서 면역세포의 CD38 발현 검출을 가능하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간/원숭이 CD38 mAb
비고/별칭	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
종	인간
GeneID (인간)	952
면역원	인간 CD38 (NP_001766.2)의 아미노산 43-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용	FC
교차 반응성	인간, 시노물구스 원숭이
SWISS	P28907
단백질 분자량	14kDa/34kDa
배송	아이스백