


토끼 항인간/원숭이 CD38 Polymab® (유세포 분석용) - P28907

품목 번호: CM0008247



소개

토끼 항인간/원숭이 CD38 Polymab®는 유세포 분석용 단일클론항체로, 인간 및 시노몰구스 원숭이에서 검증되었습니다. 면역세포 신호전달 및 대사에 관여하는 CD38 당단백질을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간/원숭이 CD38 Polymab®
비고/별칭	CD38; ADPRC 1; ADPRC1; CD38 분자
종	인간
유전자ID (인간)	952
유전자ID	952
면역원	인간 CD38 (P28907)의 아미노산 43-300번 서열에 해당하는 재조합 융합단백질
유래	토끼
카테고리	단일클론항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간, 시노몰구스 원숭이
SWISS	P28907
단백질 분자량	13kDa/34kDa
배송	아이스백