

토끼 항-인간/원숭이 Cd4 단일클론 항체, 유세포 분석용 - P01730

품목 번호: CM0011326



소개

유세포 분석용으로 검증된 토끼 항-인간/원숭이 CD4 단일클론 항체(접합체)입니다. 주요 T 보조 세포 표지자이자 HIV 수용체인 CD4를 검출합니다. 면역세포 표현형 분석 및 감염성 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간/원숭이 CD4 단일클론 항체
비고/별칭	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
종	인간
유전자 ID(인간)	920
유전자 ID	920
면역원	인간 CD4 재조합 단백질
유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간, 시노물구스원숭이
SWISS	P01730
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스팩