

Rabbit 항-인간/원숭이 Cd4 단일클론 항체, Fc용 - P01730

품목 번호: CM0009996



소개

에 접합된 토끼 단일클론 항체로, 인간 및 시노물구스 CD4(T세포 표면 당단백질)에 특이적입니다. 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 면역세포 표현형 분석 및 HIV 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit 항-인간/원숭이 CD4 mAb
비고/별칭	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
종	인간
GeneID (인간)	920
GeneID	920
면역원	인간 CD4의 재조합 단백질
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간, 시노물구스
SWISS	P01730
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스팩