

유세포 측정용 토끼 항인간/원숭이 CD4 단클론 항체 - P01730

품목 번호: CM0004840



소개

가 접합된 인간/원숭이 CD4에 대한 토끼 단클론 항체로, 유세포 측정(FC)에서 검증되었습니다. T세포 표면 당단백질 CD4를 표적으로 하며 인간 및 시노몰거스 원숭이와 반응합니다. SWISS: P01730.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간/원숭이 CD4 mAb
비고/별칭	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
종	인간
유전자ID	920
면역원	인간 CD4의 재조합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간, 시노몰거스 원숭이
SWISS	P01730
단백질 분자량	51kDa
배송 방식	아이스 팩