

Rabbit Anti-Human/Monkey Cd4 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P01730

품목 번호: CM0009939



소개

Rabbit anti-Human/Monkey CD4 mAb, 유세포 분석(FC)용으로 검증되었습니다. 인간 CD4(P01730)를 타겟으로 하며, 안대원숭이(Cynomolgus)와 교차 반응합니다. T-헬퍼 세포 식별 및 면역학 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human/Monkey CD4 mAb
비고/별칭	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
종	인간(Human)
GeneID (인간)	920
GeneID	920
면역원	인간 CD4 재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용	FC
교차 반응성	인간(Human), 안대원숭이(Cynomolgus)
SWISS	P01730
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)