

유세포 분석용 토끼 항인간/원숭이 CD4 단클론 항체 - P01730

품목 번호: CM0005368



소개

이 토끼 단클론 항체는 인간, 시노물구스 원숭이 및 레수스 원숭이 CD4 단백질을 특이적으로 인식합니다. 로 접합되어 유세포 분석에 검증되었으며, 보조 T세포 식별 및 HIV 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간/원숭이 CD4 단클론 항체
비고/별칭	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
종	인간
유전자 ID (인간)	920
유전자 ID	920
면역원	인간 CD4 재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간, 시노물구스 원숭이, 레수스 원숭이
SWISS	P01730
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스 팩