

Rabbit Anti-Human/Monkey Cd45 Mab For Fc - P08575

품목 번호: CM0012579



소개

인간/원숭이 CD45에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 진단 및 연구 응용 분야에서 백혈구 하위 집단의 면역표현형 분석에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human/Monkey CD45 mAb
비고/별칭	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
종 (Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	5788
GeneID	5788
면역원 (Immunogen)	인간 CD45 (P08575)의 아미노산 26-577에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원 (Source)	Rabbit (토끼)
카베고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용 (Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성 (Cross Reactivity)	Human (인간), Cynomolgus (크로몽골스 원숭이)
SWISS	P08575
단백질 분자량	131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
배송 (Shipping)	아이스 백 (Ice bag)