

토끼 항-인간/원숭이 Cd45 Mab 유세포분석용 - P08575-9

품목 번호: CM0011914

소개

유세포분석용 접합 토끼 항-인간/원숭이 CD45 단일클론 항체. 백혈구 공통 항원을 표적으로 하며, 인간 및 게잡이원숭이와 교차 반응합니다. 면역표현형 분석에 적합합니다. 아이소폼 7, 약 138 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	토끼 항-인간/원숭이 CD45 mAb
비고/별칭	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
종	인간
GeneID (인간)	5788
GeneID	5788
면역원	재조합 단백질 인간 CD45(P08575)의 아미노산 26-577에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
항체 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간, 게잡이원숭이
SWISS	P08575-9
단백질 분자량	138kDa
배송	아이스팩