

Rabbit Anti-Human/Monkey Cd45 Monoclonal Antibody For Fc - P08575

품목 번호: CM0010446



소개

유인원(Cynomolgus) 및 인간 CD45 (P08575)를 표적으로 하며 유세포 분석(Flow Cytometry)에 대해 검증된 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 면역학 연구에서 백혈구 공통 항원 검출에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human/Monkey CD45 mAb
비고/별칭	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	5788
GeneID	5788
면역원(Immunogen)	재조합 단백질; 인간 CD45 (P08575)의 아미노산 26-577에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 안경원숭이(Cynomolgus)
SWISS	P08575
단백질 분자량	138kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)