

Rabbit Anti-Human/Monkey Cd45 Monoclonal Antibody For Fc - P08575

품목 번호: CM0004608



소개

유세포분석용 접합 토끼 항-인간/원숭이 CD45 단일클론 항체. 백혈구 공통 항원(LCA)을 인식합니다. 면역 세포 프로파일링 및 종양학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human/Monkey CD45 mAb
비고/별칭	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	5788
면역원	인간 CD45 (P08575)의 아미노산 26-577에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	Human, Cynomolgus
SWISS	P08575
단백질 분자량	138kDa
배송	아이스 팩