

Rabbit Anti-Human/Monkey Cd45 단일클론항체 (유세포분석용) - P08575

품목 번호: CM0008762



소개

로 접합된 토끼 유래 CD45 단일클론항체로, 사람과 자이눌러스 원숭이 CD45에 교차반응성을 보입니다. 면역표현형 분석 및 T세포 활성화 연구를 위한 백혈구 공통항원을 검출합니다.

자세히 알아보기

파라미터	사양
제품명	Rabbit anti-Human/Monkey CD45 mAb
비고/별칭	LCA, LY5, B220, CD45, L-CA, T200, CD45R, GP180, IMD105
종 특이성	사람
유전자 ID	5788 (Human)
면역원	사람 CD45 (P08575)의 아미노산 26-577에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 원천	토끼
분류	단일클론항체
적용 분야	유세포분석 (FC)
교차 반응성	사람, 자이눌러스 원숭이
SWISS	P08575
단백질 분자량	~147 kDa (표준; 131-147 kDa에서 검출되는 다중 이소형 존재)
배송 조건	아이스백