

유세포 분석용 Rabbit Anti-Human/Monkey Cd45 단일클론 항체 - P08575-8

품목 번호: CM0010932

소개

유세포 분석용으로 에 접합된 재조합 토끼 항-CD45 단일클론 항체입니다. 인간 및 자이놀로지스 원숭이 CD45 아이소폼 6(P08575-8)과 반응하여 면역 세포 프로파일링 및 표현형 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human/Monkey CD45 mAb
비고/별칭	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
종	인간
GeneID (인간)	5788
GeneID	5788
면역원	인간 CD45(P08575)의 아미노산 26-577에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간, 자이놀로지스 원숭이
SWISS	P08575-8
단백질 분자량	138kDa
배송	아이스백