

Rabbit Anti-Human/Monkey Cd45 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P08575-9

품목 번호: CM0009933

소개

접합 토끼 단일클론 항체는 사람 및 안남원숭이(Cynomolgus) CD45 (PTPRC, LCA)를 표적합니다. 유세포분석(FC)용으로 설계된 이 항체는 이소형 7 (P08575-9, ~138kDa)을 인식합니다. 안정성을 위해 아이스 팩 형태로 제공됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human/Monkey CD45 mAb
비고/별칭	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
종 (Species)	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	5788
유전자 ID	5788
면역원 (Immunogen)	사람 CD45 (P08575)의 아미노산 26-577에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원 (Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용 (Application)	FC
교차 반응성 (Cross Reactivity)	사람 (Human), 안남원숭이 (Cynomolgus)
SWISS	P08575-9
단백질 분자량	138kDa
배송 (Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)