

Rabbit Anti-Human/Monkey Cd45 단일클론항체 (유세포분석용) - P08575

품목 번호: CM0005142



소개

로 접합된, 인간 및 원숭이 CD45를 표적으로 하는 토끼 단일클론항체로, 유세포분석에 대해 검증되었습니다. 면역학 연구에서 백혈구 공통 항원 검출에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	상세 정보
제품명	Rabbit anti-Human/Monkey CD45 mAb
비고/별칭	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
종	인간
유전자 ID (인간)	5788
유전자 ID	5788
면역원	인간 CD45 (P08575)의 아미노산 26-577 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	인간, 자카르원숭이
SWISS	P08575
단백질 분자량	147kDa/143kDa/141kDa/136kDa/131kDa
배송	아이스백