

Rabbit Anti-Human/Monkey Cd45 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P08575

품목 번호: CM0004821



소개

접합 토끼 단일클론 항체는 인간 및 안대원숭이(Cynomolgus) CD45를 표적합니다. 유세포 분석(Flow cytometry)에 대해 검증되었으며, 이 항체는 백혈구 공통 항원의 여러 이소형을 검출하여 T세포 및 조혈 연구에서 정밀한 면역표현형 분석을 가능하게 합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human/Monkey CD45 mAb
비고/별칭	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
종 (Species)	Human (인간)
GeneID (인간)	5788
GeneID	5788
면역원 (Immunogen)	재조합 단백질 인간 CD45 (P08575)의 아미노산 26-577에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원 (Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용 (Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성 (Cross Reactivity)	Human (인간), Cynomolgus (안대원숭이)
SWISS	P08575
단백질 분자량	131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
배송 (Shipping)	아이스 백 (Ice bag)