

유세포 측정용 토끼 항인간/원숭이 CD64 단클론 항체 - P12314

품목 번호: CM0012189



소개

인간 및 시노물거스 원숭이 CD64(FcγRI)를 표적으로 하는 결합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 측정 응용 분야에서 검증되었으며 단핵구/대식세포 식별 및 면역 기능 분석에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간/원숭이 CD64 단클론 항체
비고/별칭	CD64; FCGI; FCRI; CD64A; FCGRI; IGFRI; FcgammaRI
종	인간
유전자 ID (인간)	2209
유전자 ID	2209
면역원	인간 CD64 (NP_000557.1)의 아미노산 16-288에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	FC (유세포 측정)
교차 반응성	인간, 시노물거스 원숭이
SWISS	P12314
단백질 분자량	43kDa
배송 방식	아이스팩